

Вас приветствует компания Prima Dental Group

Prima Dental Group является наиболее быстро растущей компанией-производителем твердосплавных и алмазных боров, изготавливающей высококачественные вращающиеся стоматологические инструменты на своем заводе в г. Глостер, Великобритания.

Экспортируя в более чем 90 стран мира и занимая сильные позиции на рынках США, Европы, стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, компания Prima Dental продолжает искать и находить новые решения для помощи стоматологическому сообществу в их ежедневной практике.


Появление швейцарской технологии резки карбида и уникального технического решения в области производства алмазных боров позволило нам стать лидерами в изготовлении твердосплавных и алмазных инструментов и обогатило наши возможности в ассортименте и качестве предлагаемых боров, такими, как твердосплавные боры для препарирования под коронки и мостовидные конструкции Predator Accu Prep, а также появление новых алмазных боров в серии Prima Classic Diamonds.

Мы гордимся не только нашими прошлыми успехами, но и самыми последними технологическими достижениями.

Richard Muller
Генеральный директор
Всегда рады Вам помочь.



www.primadentalgroup.com



Prima® Classic

Твердосплавные боры

Наши твердосплавные боры Prima® Classic, имеющие уникальную конструкцию, изготовлены из высококачественного мелкодисперсного карбида вольфрама. Высокое качество этих боров достигается благодаря применению передовых производственных технологий, использованию самого современного оборудования и проведению около 20 достаточно строгих проверок и контрольных процедур в процессе их изготовления. Наши боры из карбида вольфрама по своим качествам не только соответствуют, но и значительно превосходят достаточно жесткие стандарты ISO, FDA, BS1 и европейский стандарт CE.



Благодаря дизайну, методам производства и окончательной обработке, боры из карбида вольфрама Prima® Classic обладают оптимальной прочностью, отличными рабочими качествами и долговечностью.

Важной характеристикой каждого бора является место пайки. У наших боров место пайки находится в области шейки, а не у основания головки, как у боров многих других производителей. Наличие 100% карбидной шейки обеспечивает оптимальную concentricity и прочность бора.

Разработанная нами форма боров из карбида вольфрама обеспечивает более эффективное препарирование материала, более обширный контакт режущих поверхностей инструмента с поверхностью зуба, снижает опасность скола или отлома. Благодаря своему дизайну бор срезает ткани зуба быстро, мягко, без вибрации, что уменьшает и время манипуляций, и неприятные ощущения у пациента.

Хвостовики боров изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет при необходимости многократно стерилизовать их в автоклаве, не опасаясь возникновения коррозии.

Уникальное изделие бор Cavi-Prep™ из нашей серии Prima® Classic позволяет производить эффективную экскавацию и удаление кариозного дентина. Благодаря острым углам и поперечному расположению режущих граней на рабочей головке бор по-разному воздействует на кариозный и здоровый дентин. Тонкая шейка бора улучшает обзор и приток охлаждающей жидкости к рабочей головке бора. Эти боры легко отличимы от других по зеленому кольцу цветовой маркировки.

Твердосплавные боры FG/RA
по 10 шт. в блистере



**РАЗРАБОТАНО ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ
ПРОЧНОСТИ**

У ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГОЛОВКА ПРИВАРЕНА В ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ, ЧТО ПОВЫШАЕТ
РИСК ОТЛОМА.

У ТВЕРДОСПЛАВНЫХ БОРОВ
PRIMA® CLASSIC МЕСТО ПАЙКИ
НАХОДИТСЯ У ОСНОВАНИЯ
ШЕЙКИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ

CE
0086

SOLO PEEL 1™
SINGLE DISPENSING PULL BACK LABEL

Оперативные твердосплавные боры



Шаровидные



US NO.	ISO NO.	¼	½	1	2	3	4	5	6	7	8	10
FG (19MM)	500 314 001 001	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	
FG SHORT (16MM)	500 313 001 001				010		014		018			
FG SURG. (25MM)	500 316 001 001		006	008	010	012	014	016	018	021	023	
RA (22MM)	500 204 001 001		006	008	010	012	014	016	018		023	027
RA SURG. (26MM)	500 206 001 001				010		014		018		023	



Обратный конус



US NO.	ISO NO.	33½	34	35	36	37	38	39	40	41
FG (19MM)	500 314 010 001	006	008	010	012	014	016	018		023
FG SHORT (16MM)	500 313 010 001	006	008	010						
FG SURG. (25MM)	500 316 010 001									
RA (22MM)	500 204 010 001		008	010	012	014	016			



Грушевидные



US NO.	ISO NO.	329	330	331	332	333
FG (19MM)	500 314 237 001	006	008	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 237 001		008	010		
FG SURG. (25MM)	500 316 237 001					
RA (22MM)	500 204 237 001		008			



Фиссура плоская



US NO.	ISO NO.	56	57	58	59
FG (19MM)	500 314 107 006	008	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 107 006	008			
FG SURG. (25MM)	500 316 107 006				
RA (22MM)	500 204 107 006	008	010	012	



Фиссура плоская с насечками



US NO.	ISO NO.	556	557	558	559	560	562	563
FG (19MM)	500 314 107 007	008	010	012	014	016		
FG SHORT (16MM)	500 313 107 007	008	010	012				
FG SURG. (25MM)	500 316 107 007	008	010	012	014	016		
RA (22MM)	500 204 107 007	008	010	012				
RA SURG. (26MM)	500 206 107 007		010	012				



Усеченная фиссура плоская



US NO.	ISO NO.	168	169	170	171	172
FG (19MM)	500 314 168 006	008	009	010	012	016
FG SHORT (16MM)	500 313 168 006					
FG SURG. (25MM)	500 316 168 006					
RA (22MM)	500 204 168 006					



Колесовидные



US NO.	ISO NO.	14
FG (19MM)	500 314 040 001	012
FG SHORT (16MM)	500 313 040 001	
FG SURG. (25MM)	500 316 040 001	
RA (22MM)	500 204 040 001	
RA SURG. (26MM)		



Фиссура для амальгамы



US NO.	ISO NO.	245	246
FG (19MM)	500 314 234 006	009	011
FG SHORT (16MM)	500 313 234 006	009	
FG SURG. (25MM)	500 316 234 006		
RA (22MM)	500 204 234 006	009	



Грушевидные удлиненные



US NO.	ISO NO.	331L	332L	333L
FG (19MM)	500 314 238 006	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 238 006			
FG SURG. (25MM)	500 316 238 006			
RA (22MM)	500 204 238 006			



Фиссура плоская удлиненная



US NO.	ISO NO.	57L	58L	59L
FG (19MM)	500 314 110 006	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 110 006			
FG SURG. (25MM)	500 316 110 006			
RA (22MM)	500 204 110 006	010	012	



Фиссура плоская удл. с насечками



US NO.	ISO NO.	556L	557L	558L	559L
FG (19MM)	500 314 110 007	009	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 110 007				
FG SURG. (25MM)	500 316 110 007				
RA (22MM)	500 204 110 007				
RA SURG. (26MM)	500 206 110 007				



Усеченная фиссура плоская, удл.



US NO.	ISO NO.	169L	170L	171L	172L
FG (19MM)	500 314 171 006	009	010	012	016
FG SHORT (16MM)	500 313 171 006				
FG SURG. (25MM)	500 316 171 006				
RA (22MM)	500 204 171 006	009			



Усеченная фиссура с насечками



US NO.	ISO NO.	698	699	700	701	702	703
FG (19MM)	500 314 168 007	008	009	010	012	016	021
FG SHORT (16MM)	500 313 168 007						
FG SURG. (25MM)	500 316 168 007			010	012	016	
RA (22MM)	500 204 168 007			010	012		
RA SURG. (26MM)	500 206 168 007						



Фиссура с закругленным концом



US NO.	ISO NO.	1156	1157	1158	1159
FG (19MM)	500 314 137 006	008	010	012	014
FG SHORT (16MM)	500 313 137 006				
FG SURG. (25MM)	500 316 137 006				
RA (22MM)	500 204 137 006				
RA SURG. (26MM)	500 206 137 006				




Фиссура усеч. с закруг. концом, с насечками



US NO.	ISO NO.	1700	1701	1702
FG (19MM)	500 314 194 007	010	012	016
FG SHORT (16MM)	500 313 194 007			
FG SURG. (25MM)	500 316 194 007			016
RA (22MM)	500 204 194 007	010	012	016



Шаровидные для кариозного дентина



US NO.	ISO NO.	25	35	45	55	65	75	85	95	105
RA (22MM)	500 204 697 003	010	012	014	016	018	021	023	025	027



Усеченная фиссура с насечками, удл.



US NO.	ISO NO.	699L	700L	701L
FG (19MM)	500 314 171 007	009	010	012
FG SHORT (16MM)	500 313 171 007			
FG SURG. (25MM)	500 316 171 007			
RA (22MM)	500 204 171 007			
RA SURG. (26MM)	500 206 171 007			



Фиссура с закругленным концом с насечками



US NO.	ISO NO.	1556	1557	1558	1559
FG (19MM)	500 314 137 007	008	010	012	
FG SHORT (16MM)	500 313 137 007				
FG SURG. (25MM)	500 316 137 007		010	012	
RA (22MM)	500 204 137 007		010	012	
RA SURG. (26MM)	500 206 134 007		010		



Формирователи дна полости



US NO.	ISO NO.	957	958
FG (19MM)	500 314 150 001	010	012
FG SHORT (16MM)	500 313 150 001		
FG SURG. (25MM)	500 316 150 001		
RA (22MM)	500 204 150 001		

Хирургические боры

H267



US NO.	267
FG (19MM)	016
H/LENGTH (MM)	9.0

151-Z




FIG NO.	151-Z	151L-Z
DIAMETER 1/10 MM	016	016
H/LENGTH (MM)	11.0	11.0

Эндодонтические боры





FIG NO.	152
DIAMETER 1/10 MM	016
H/LENGTH (MM)	9.0



Endo Diamonds

FIG NO.	164	164	164	165	165L
DIAMETER 1/10 MM	010	014	018	014	014
H/LENGTH (MM)	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0

Predator®

Твердосплавные и Алмазные боры

Все наши боры Predator® изготовлены с помощью самых современных прецизионных металлорежущих станков швейцарского производства. В результате, благодаря оптимальному дизайну, использованию высококачественных материалов и прецизионных технологий боры Predator® Turbo и Predator® Accu-Prep режут быстрее и мягче, чем боры с непрерывной режущей кромкой.

Боры Predator® являются наиболее сильными, острыми и прочными.

Predator® Turbo

Вобрав в себя все самое лучшее из современных технологий изготовления режущих инструментов, Predator® Turbo стал лидером в этой сфере и успешно вышел на рынки США, Европы и Японии.

Секрет успеха бора Predator® Turbo лежит в его минимальной агрессивности: в то время как уникальная геометрия зубцов и дизайн бороздок придают ему режущую способность, достаточную для удаления металла, тканей зуба, цельная конструкция обеспечивает уникальную концентричность, поэтому практически полностью устраняется возможность отлома, вибрации и биения

Predator® Accu-Prep

Твердосплавные боры Accu Prep имеют те же формы, что и алмазные боры, наиболее часто используемые для препарирования зубов под коронки. Их агрессивные карбидные режущие грани эффективно срезают эмаль, при этом трение и нагревание сведены к минимуму.

Благодаря уникальному наклону режущих граней и геометрии зубцов, бор обладает высокой режущей способностью и практически не забивается образующейся стружкой. Режущие кромки на вершукке бора создают гладкие и точные границы препарирования, минимально затрагивая ткани зуба в придесневой области.

Твердосплавные боры Predator® Turbo
по 10 шт. в блистере

Алмазные боры Predator® Turbo
по 5 шт. в блистере

Твердосплавные боры Accu Prep
по 5 шт. в блистере

Твердосплавные боры Zirkonia Diamonds
по 5 шт. в блистере



Predator® Turbo

Цельнолитые твердосплавные боры для разрезания металла

						
US NO.	PR 2T	PR 1557T	PR 1T	PR 330T	PR 245T	PR 557T
DIAMETER 1/10 MM	012	010	010	008	009	010
H/LENGTH (MM)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7



Predator® Accu-Prep

Твердосплавные боры для препарирования под коронку

				
US NO.	379	847	856	856
DIAMETER 1/10 MM	023	016	016	018
H/LENGTH (MM)	4.3	8.0	8.0	8.0



Predator® Zirconia Diamonds

									
US NO.	801	801	801	807	856	856	862	878K	368
DIAMETER 1/10 MM	014	018	023	018	018	022	014	021	023
H/LENGTH (MM)	-	-	-	5.0	9.0	9.0	7.0	8.0	5.0
FINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MEDIUM	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Цирконий завоевывает все большую популярность в качестве реставрационного материала для коронок из-за его превосходной прочности и высокой эстетичности. До сих пор, разрезание, шлифовка или корректировка спеченного оксида циркония была непредсказуемой и трудоемкой задачей. Теперь, Predator® Zirconia обеспечивает максимально эффективную резку и легкость доступа через прочный цирконий для эндодонтического лечения и удаления коронок.

Predator® Turbo Diamond


						
FIG NO.	DPR 850T	DPR 855T	DPR 856T	DPR 856T	DPR 856T	DPR 368T
DIAMETER 1/10 MM	016	020	014	016	020	023
H/LENGTH (MM)	10.0	7.0	8.0	8.0	9.0	5.0
EXTRA COARSE	•	•	•	•	•	•
COARSE	•	•	•	•	•	•

Predator Turbo Diamonds обеспечивает оптимальное препарирование и охлаждение для быстрого удаления больших объемов тканей зуба. Точная инженерия интегрально расположенных спиральных желобков способствует быстрому прохождению воды для максимального охлаждающего эффекта, идеальному удалению отпрепарированного материала, быстрому разрезанию и гладкому полированию.

Prima® Series

Золотые финишные боры

Благодаря высочайшему качеству и современному дизайну золотые финишные боры Prima® Gold Finishing позволяют произвести предварительную и финишную обработку любых стоматологических материалов. Серия содержит 60 инструментов премиум класса трех разновидностей и позволяет решить все основные задачи, возникающие при финишной обработке.



Золотые финишные боры Prima® Gold Finishing Burs являются олицетворением технического опыта и современных технологий с которыми ассоциируется компания Prima Dental. Благодаря таким элементам, как хвостовик из нержавеющей стали, карбидная шейка, мелкодисперсный карбид, а также тщательному контролю предельных допусков, эти точные инструменты обеспечивают отличную предварительную и финишную обработку реставраций.

После двух лет кропотливых исследований и разработок компания Prima Dental нашла наиболее оптимальную форму, размер и угол наклона режущих граней для каждого из инструментов. Уникальное золотое покрытие по всей длине инструмента указывает на его высокий статус как продукт мирового класса. 12-гранный бор для шлифовки и финишной обработки (Trimming and Finishing 12-Bladed Bur) Обеспечивает придание формы, необходимой для эффективной финишной обработки композитного материала, амальгамы и керамики

10/12-гранный эстетический бор для финишной обработки (Esthetic Finishing 10/12-Bladed Bur) Обеспечивает контролируемое удаление материала и более деликатную финишную обработку. Благодаря безопасному нережущему кончику бора снижается риск травмирования десны и соседних зубов, что повышает комфорт для пациента.

30-гранный финишный бор (Fine Finishing 30-Bladed Bur) Благодаря 30 режущим граням бор удаляет меньше материала за один оборот, что делает его идеальным инструментом для финишной обработки перед применением абразивных полировочных материалов. Эти боры идеально подходят для керамики - они почти полностью сглаживают все бороздки и менее агрессивны в работе.

5 шт. в блистере



CE
0086

SOLO PEEL 1TM
SINGLE DISPENSING PULL BACK LABEL


Тримминговые и финишные боры

Шаровидные




US NO.	7002	7003	7004	7006	7008
FIG NO.	41	41	41	41	41
DIAMETER	010	012	014	018	023

Плачевидные



US NO.	7104	7106	7108
FIG NO.	46	46	46
DIAMETER	014	018	023

Удлиненный конус




US NO.	7204	7205	7206
FIG NO.	378	378	378
DIAMETER	014	016	018

Грушевидные



US NO.	7303
FIG NO.	47L
DIAMETER	018

Яйцевидные




US NO.	7404	7406	7408
FIG NO.	379	379	379
DIAMETER	014	018	023

Интерпроксимальные



US NO.	7606
FIG NO.	50
DIAMETER	018

Конус заостренный



US NO.	7610	7114	7611	7612	7214	7613	7714
FIG NO.	132	132	133	134	134	135	135
DIAMETER	008	009	010	014	010	014	016

Конус закругленный




US NO.	7642	7664	7675
FIG NO.	375R	375R	375R
DIAMETER	010	014	016

Конус с плоским концом




US NO.	7702	7713
FIG NO.	377	377
DIAMETER	010	012

Пулевидные



US NO.	7801	7802	7803	7804
FIG NO.	247	247	247	247
DIAMETER	009	010	012	014

Игловидные



US NO.	7901	7902	7903
FIG NO.	246	246	246
DIAMETER	009	010	012

Пламя удлиненное



US NO.	48L	48L
FIG NO.	48L	48L
DIAMETER	010	012

Пламя укороченное



US NO.	274
FIG NO.	274
DIAMETER	016


Финишные, эстетические боры

Серия EF
(Безопасный конец, 10 граней)



US NO.	EF3	EF4	EF6	EF9
FIG NO.	132SE	133SE	134SE	135SE
DIAMETER	008	010	014	014


Серия OF
(12 граней)



US NO.	OF1	OF2	OF3
FIG NO.	379	247	247
DIAMETER	023	009	007

Файн финишные боры

Шаровидные



US NO.	9004	9006	9008
FIG NO.	41UF	41UF	41UF
DIAMETER	014	018	023

Интерпроксимальные



US NO.	9103
FIG NO.	50UF
DIAMETER	012

Конус заостренный



US NO.	9214
FIG NO.	134UF
DIAMETER	010

Яйцевидные



US NO.	9406
FIG NO.	379UF
DIAMETER	018

Цилиндр с плоским концом



US NO.	9561
FIG NO.	49R
DIAMETER	009

Цилиндр с плоским концом



US NO.	9572
FIG NO.	49UF
DIAMETER	010

Конус закругленный



US NO.	9642
FIG NO.	375R
DIAMETER	010

Конус с плоским концом



US NO.	9713
FIG NO.	377UF
DIAMETER	012

Конус заостренный



US NO.	9714
FIG NO.	135UF
DIAMETER	016

Пулевидные



US NO.	9803
FIG NO.	247UF
DIAMETER	012


Игловидные



US NO.	9903	9904
FIG NO.	246UF	246UF
DIAMETER	012	014


Файн финишные, эстетические боры

Серия OF (30 граней)



US NO.	OF1-UF	OF2-UF	OF3-UF
FIG NO.	379	247	247
DIAMETER	023	009	007

Серия EF (Безопасный конец, 30 граней)



US NO.	EF3-UF	EF4-UF	EF6-UF	EF9-UF
FIG NO.	132SE	133SE	134SE	135SE
DIAMETER	008	010	014	014

Наборы

Prima Endodontic Access



Эндодонтический набор



FIG NO.	152	151	PR-2T	FG4 SURG	164	164	164	165	165L
DIAMETER 1/10 MM	016	016	012	014	010	014	018	014	014
H/LENGTH (MM)	9.0	11.0	4.0	-	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0
OVERALL LENGTH (MM)	23.0	23.0	19.0	25.0	21.0	21.0	21.0	21.0	25.0

Prima Classic Micro Restorative



Набор для микропрепарирования



FIG NO.	801	838	838	860	379	883	889
DIAMETER 1/10 MM	006	007	007	006	009	007	007
INTERNATIONAL REF.	CD-50	CD-51	CD-52	CD-54	CD-55	CD-56	CD-57
H/LENGTH (MM)	0.6	2.0	3.8	2.0	1.0	2.0	3.5
FINE	•	•	•	•	•	•	•

Prima Classic Inlay/Onlay



Набор для Inlay/Onlay



FIG NO.	801	802	835	845	855	368
DIAMETER 1/10 MM	014	014	008	018	013	018
INTERNATIONAL REF.	BR41	BC-42	-	TF-23	CR-21	FO-32
H/LENGTH (MM)	1.4	2.3	4.0	5.0	7.0	4.0
MEDIUM	•	•		•		•
FINE			•		•	

Prima Series Esthetic Finishing



Набор для эстетической полировки




US NO.	EF3	EF6	EF9	OF1	OF2	OF3
FIG NO.	132SE	134SE	135SE	379	247	247
DIAMETER 1/10 MM	008	014	014	023	009	007
H/LENGTH (MM)	3.0	6.0	9.0	4.3	3.2	3.2

Predator Turbo



Набор Predator Turbo для разрезания металла




US NO.	PR 2T	PR 1557T	PR 1T	PR 330T	PR 245T	PR 557T
DIAMETER 1/10 MM	012	010	010	008	009	010
H/LENGTH (MM)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7

Predator Accu Prep



Набор Predator Accu Prep для коронок и мостов



US NO.	379	847	856	856
DIAMETER 1/10 MM	023	016	016	018
H/LENGTH (MM)	4.3	8.0	8.0	8.0

Predator Zirconia Diamonds



Набор Predator Zirconia Diamonds для циркония




FIG NO.	801	807	856	368
DIAMETER 1/10 MM	018	018	018	023
H/LENGTH (MM)	-	5.0	9.0	5.0
MEDIUM	•	•	•	•
FINE	•	•	•	•

Predator Turbo Diamonds



Набор Predator Turbo Diamonds




FIG NO.	DPR 850T	DPR 855T	DPR 856T	DPR 856T	DPR 856T	DPR 368T
DIAMETER 1/10 MM	016	020	014	016	020	023
H/LENGTH (MM)	10.0	7.0	8.0	8.0	9.0	5.0
COARSE	•	•	•	•	•	•